



Erweiterung für Nagelungen des Femurs

Regulärer Preis:

560,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandfertig in 8 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "Erweiterung für Nagelungen des Femurs"

FAWS 95.5 Diese Erweiterung wird verwendet, um den Oberschenkel eines auf dem Rücken liegenden Patienten zu stützen

(wenn die Beinplatten von der Tischplatte entfernt werden).

Es gibt einen Polsterteil welches durchlässig für Röntgenstrahlen ist.

Der Abstand zur Tischplatte ist einstellbar.

Polstermaße: 50 mm

x 170 mm x 240 mm

Wird auf der Normschiene des OP-Tisches adaptiert

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-95.5
Veröffentlicht:	2019-03-01
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung