



Sicherungsgurt für Beinhalter und Armlagerungen

Regulärer Preis:

38,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

Produktinformationen "Sicherungsgurt für Beinhalter und Armlagerungen"

FA-C0188 Befestigungsgurt für Beinhalter und Armlegerungen

Besteht aus einem waschbaren Gewebegurt (Breite 38 mm)

mit Klettverschluss
Länge: ca.90 cm

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FA-C0188000600-A10
Veröffentlicht:	2026-06-21
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung