



Proktologische Erweiterung

Regulärer Preis:

1.360,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Proktologische Erweiterung"

Proktologische Erweiterung

Rektallagerungs- Aggregat

für Operationstische FA-SU-02- FA-SU14.
Zur komfortablen Lagerung des Patienten in Knie- Ellenbogen-Lage "Knee-cubital" Position.
Das Set besteht aus einer Stützrolle mit Polyurethanpolster mit einem Durchmesser von 105 mm und einer Länge von 445 mm.
Ebenfalls enthalten ist eine Kniebank samt Auflage in den Maßen: 45 mm x 290 mm x 500 mm.
Die Konstruktion besteht aus hochwertigem Edelstahl.
Eine Höhenverstellung der Kniebank und der Rolle ist möglich.
Lieferung inkl. aller benötigter Kloben für Normschienen mit Abmessungen: 25 x 10 mm.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-30.5
Veröffentlicht:	2026-06-25



Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung