



Schulterstützen

Regulärer Preis:

395,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

Produktinformationen "Schulterstützen"

SCHULTERHALTER LINKS UND RECHTS

horizontal und vertikal einstellbar.
 Polstermaße: 24 mm x 70 mm x 152 mm
 Die Befestigung der Schulterstütze erfolgt an den Gleitschienen der OP-Tisch-Lagerfläche.
 Tagende Konstruktion aus Edelstahl, mit Befestigungskloben
1 Paar

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-06.5
Veröffentlicht:	2026-08-25
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung