

Arthroskopie Beinhalter XL

1.790,00 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 18 Tagen, Lieferzeit 20 Tage

Produktinformationen "Arthroskopie Beinhalter XL"

RE10-353-XL ARTHROSKOPIE- KNIELAGERUNG XL

höhenverstellbar im Kloben, in der Breite zum Bein einstellbar mit Zugspindel und Kurbel, Klemmenhöhe: 34 cm, Ø der Klemme: max. ca. 32 cm, min. ca. 17 cm, Stange: Ø 20mm, Seite V-förmig, Traglast 40 kg Max., ?Patientengewicht ca. 215 kg, inkl. Polster, Polster abnehmbar, elektrisch leitfähig und weich, tragende Struktur aus rostfreiem Edelstahl, ohne Befestigungskloben.

empfohlene Befestigungskloben: RE10-304, RE10-305

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-353-XL
Veröffentlicht:	2025-11-01

Seite 1

Example Company

Zahlı



Kaufen Sie auf Rechnung







Seite 2