

Arthroskopie Beinhalter XL

1.790,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 18 Tagen, Lieferzeit 20 Tage

Produktinformationen "Arthroskopie Beinhalter XL"


RE10-353-XL ARTHROSKOPIE- KNIELAGERUNG XL

höhenverstellbar im Kloben,
in der Breite zum Bein einstellbar mit Zugspindel und Kurbel,
Klemmenhöhe: 34 cm,
Ø der Klemme: max. ca. 32 cm, min. ca. 17 cm,
Stange: Ø 20mm, Seite V-förmig,
Traglast 40 kg Max., ?Patientengewicht ca. 215 kg,
inkl. Polster,
Polster abnehmbar, elektrisch leitfähig und weich,
tragende Struktur aus rostfreiem Edelstahl,
ohne Befestigungskloben.

empfohlene Befestigungskloben: RE10-304, RE10-305

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-353-XL
Veröffentlicht: Seite 1	2026-05-02

Zahl



Kaufen Sie auf Rechnung

