



## Arthroskopie Beinhalter XL

1.790,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 18 Tagen, Lieferzeit 20 Tage

Produktinformationen "Arthroskopie Beinhalter XL"



### RE10-353-XL ARTHROSKOPIE- KNIELAGERUNG XL

höhenverstellbar im Kloben,  
in der Breite zum Bein einstellbar mit Zugspindel und Kurbel,  
Klemmenhöhe: 34 cm,  
Ø der Klemme: max. ca. 32 cm, min. ca. 17 cm,  
Stange: Ø 20mm, Seite V-förmig,  
Traglast 40 kg Max., ?Patientengewicht ca. 215 kg,  
inkl. Polster,  
Polster abnehmbar, elektrisch leitfähig und weich,  
tragende Struktur aus rostfreiem Edelstahl,  
ohne Befestigungskloben.

**empfohlene Befestigungskloben: RE10-304, RE10-305**

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	RE10-353-XL
<b>Veröffentlicht:</b> Seite 1	2026-02-01

**Zahl**



**Kaufen Sie auf Rechnung**

