



Radialstellkloben für 16- 20mm Ø- Aufnahme

Regulärer Preis:

299,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 7 Tage

Produktinformationen "Radialstellkloben für 16- 20mm Ø- Aufnahme"

RE10-304 OP-Kloben für 16- 20mm Ø- Aufnahme

passend für die Zubehörschiene an OP Tischen und Behandlungsliegen.

Vertikal drehbar mit Rastung.

Der Kloben kann auf der Schiene eingehangen werden, die Feststellschraube blockiert die Stangenaufnahme, die Hebelschraube setzt den Kloben auf der Schiene fest.

Aus hochwertigem massivem Edelstahl gebürstet.

Die Montage erfolgt an seitlicher Schiene nach EU-Standard (25 x 10 mm).

Zur Aufnahme von Zubehör mit runder Führung von 16mm - 20mm.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-304
Veröffentlicht:	2026-06-18
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

