



## Kopflagerungskissen "Donut" RE10-333

155,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Produktinformationen "Kopflagerungskissen "Donut" RE10-333"

### Polsterring für die Kopflagerung auf dem OP-Tisch

Polyurethan integralgeschäumt, röntgendurchlässig,

**als Ring "Donat" zur Stabilisierung des Kopfes**

**Maße:**

Breite: 20,4cm

Höhe: 5cm

Innen Ø: 10,4cm

Gewicht: 0,3Kg

Gut zu reinigen und zu desinfizieren

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Hersteller :</b>    | THM Medizintechnik |
| <b>Produktnummer:</b>  | RE10-333           |
| <b>Veröffentlicht:</b> | 2026-02-01         |