



Kopflagerungskissen "Donut" RE10-333

155,00 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Produktinformationen "Kopflagerungskissen "Donut" RE10-333"

Polsterring für die Kopflagerung auf dem OP-Tisch

Polyurethan integralgeschäumt, röntgendurchlässig,

als Ring "Donat" zur Stabilisierung des Kopfes

Maße:

Breite: 20,4cm Höhe: 5cm Innen Ø: 10,4cm Gewicht: 0.3Kg

Gewicht: 0,3Kg Gut zu reinigen und zu desinfizieren

Gut zu reinigen und zu desinfizieren	
Hersteller:	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-333
Veröffentlicht:	2025-12-17