



Kopflagerungskissen "Donut" RE10-333

Regulärer Preis:

155,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Produktinformationen "Kopflagerungskissen "Donut" RE10-333"

Polsterring für die Kopflagerung auf dem OP-Tisch

Polyurethan integralgeschäumt, röntgendurchlässig,

als Ring "Donat" zur Stabilisierung des Kopfes

Maße:

Breite: 20,4cm

Höhe: 5cm

Innen Ø: 10,4cm

Gewicht: 0,3Kg

Gut zu reinigen und zu desinfizieren

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-333
Veröffentlicht:	2026-06-21
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung