



Kopflagerungskissen "Donut" PED RE10-333-PED

Regulärer Preis:

155,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Kopflagerungskissen "Donut" PED RE10-333-PED"

Polsterring für die Pädiatrie

Polyurethan integralgeschäumt, röntgendurchlässig.

als Ring "Dounat" zur Stabilisierung des Kopfes eines Kindes,

Breite: 14,8cm

Innen Ø: 7,7cm

Gewicht: 0,13Kg

Gut zu reinigen und zu desinfizieren

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-333-PED
Veröffentlicht:	2026-06-21
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

