



Kopflagerungskissen "Donut" PED RE10-333-PED

155,00 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Kopflagerungskissen "Donut" PED RE10-333-PED"

Polsterring für die Pädiatrie

Polyurethan integralgeschäumt, röntgendurchlässig.

als Ring "Dounat" zur Stabilisierung des Kopfes eines Kindes,

Breite: 14,8cm Innen Ø: 7,7cm Gewicht: 0,13Kg

Gut zu reinigen und zu desinfizieren	
Hersteller:	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-333-PED
Veröffentlicht:	2025-12-17

Seite 1

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG Email: info@thm-medizintechnik.de



