



## Kopflagerungskissen "Donut" PED RE10-333-PED

155,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Kopflagerungskissen "Donut" PED RE10-333-PED"

### Polsterring für die Pädiatrie

Polyurethan integralgeschäumt, röntgendurchlässig.

**als Ring "Dounat" zur Stabilisierung des Kopfes eines Kindes,**

Breite: 14,8cm

Innen Ø: 7,7cm

Gewicht: 0,13Kg

Gut zu reinigen und zu desinfizieren

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	RE10-333-PED
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-05-03
<b>Zahlung :</b>	Kaufen Sie auf Rechnung

RE 10-333-PED

