



## Halbrolle FA-WS-66.0

97,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Halbrolle FA-WS-66.0"

### Halbrolle für die Bein- und Fußlagerung auf dem OP-Tisch

Polyurethan integralgeschäumt, röntgendurchlässig.

**Maße:**

H 120 mm x T 180 mm x B 500mm.

Gut zu reinigen und desinfizieren

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	FA-WS-66.0
<b>Veröffentlicht:</b>	2025-12-07