



Polster für die Spinalchirurgie FAWS-65.0

Regulärer Preis:

295,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Polster für die Spinalchirurgie FAWS-65.0"

Polster für chirurgische Eingriffe an der Wirbelsäule

mit Abdominalausschnitt

Wird bei Operationen an der Wirbelsäule verwendet zur Reduzierung des intraabdominellen Drucks. Das Polster hebt die Wirbelsäule minimal an für die invasive Wirbelsäulenchirurgie. Es besteht aus Antidekubitus-Schaum und hat eine Aussparung in der Mitte für den Bauch des Patienten. Die Vorderseite ist konturiert für den Kopf des Patienten

Maße:

H 100 mm x B 460 mm x 840 mm

Gut zu reinigen und desinfizieren

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-65.0
Veröffentlicht:	2026-08-26
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung