



Kopfkalotte RE10-230

1.040,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

Produktinformationen "Kopfkalotte RE10-230"

Kopfkalotte für die MKG, Ophthalmologie und plastische Chirurgie für Erwachsene oder Kinder

Passend für C-200
Kopflagerung mit Doppelgelenk um den Kopf eines Patienten in Rückenlage zu stützen.
Bestehend aus einem Polyurethanpolster mit verstellbarer
Höhe und Neigung.
Dank der zwei drehbaren Gelenke wird eine
unabhängige Einstellung von Höhe und Winkel
zur Tischplatte ermöglicht;

für Kinder mit kleinerem Ringdurchmesser, (RE10-230-PED-THM)

Maße:
Länge: 42 cm
Höhe: 9- 22 cm
Breite: 29 cm
Gewicht 3,7 Kg.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-230-THM
Veröffentlicht:	2026-05-02

Seite 1

Zahlung :



Kaufen Sie auf Rechnung

