



Kopfkalotte RE10-230

1.040,00 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

Produktinformationen "Kopfkalotte RE10-230"

Kopfkalotte für die MKG, Ophthalmologie und plastische Chirurgie

für Erwachsene oder Kinder

Passend für C-200
Kopflagerung mit Doppelgelenk um den Kopf eines Patienten in Rückenlage zu stützen. Bestehend aus einem Polyurethanpolster mit verstellbarer Höhe und Neigung.
Dank der zwei drehbaren Gelenke wird eine unabhängige Einstellung von Höhe und Winkel zur Tischplatte ermöglicht; für Kinder mit kleinerem Ringdurchmesser, (RE10-230-PED-THM) Maße:

Länge: 42 cm Höhe: 9- 22 cm Breite: 29 cm Gewicht 3,7 Kg.

Hersteller:	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-230-THM
Veröffentlicht: Seite 1	2025-12-16

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG Email: info@thm-medizintechnik.de



Zahlung :













