



Armschutz / Armanleger/ Extremitätenschutz

Regulärer Preis:

398,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandfertig in 8 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Armschutz / Armanleger/ Extremitätenschutz"

RE10-552.1 Extremitätenschutz, Armschutz, Beinschutz, Armanleger

zur Vorbeugung von verfahrensbedingten Nervenschäden,

Muskelverspannungen und Hautirritationen, wenn sich der Patient in Bauch- oder Rückenlage befindet.
Der Patient wird sicher geschützt und gelagert.
Die Schutzvorrichtung gleitet unter das OP- Tischpolster und wird durch das Patientengewicht gehalten.

Länge: 565 mm

Höhe: 227 mm

Breite: 170 mm

Inkl. Polster

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-552.1
Gewicht: :	1.2 kg
Veröffentlicht:	2026-08-24

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

