



Hernienbrücke

Regulärer Preis:

2.050,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 1-2 Wochen

Produktinformationen "Hernienbrücke"

RE10-485 Hernienbrücke, Wirbelsäulenbrücke, Wilsonbank mit Kurbelbetrieb

Kissen sind im Lieferumfang enthalten. Keine Klemme erforderlich.
Dank der einstellbaren Breite (490-550 mm) ist die Hernienbrücke für verschiedene Operationstische geeignet.
Diese Wilsonbank hat die gleiche Leistung wie eine Nierenbrücke.

Die Polster sind enthalten.

Maße:

Länge: 55cm

Höhe: 15-27 cm

Breite: 57cm

Gewicht: 7,7 kg

Maximale Belastung: 75 kg (entspricht einem Patientengewicht von 180 kg)

Material: Edelstahl, Stahl, antistatischer Schaum.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-485
Veröffentlicht:	2020-12-28

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

