



Kopfkalotte RE10-230.MDBL

Regulärer Preis:

1.380,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "Kopfkalotte RE10-230.MDBL"

Passend für C-200

Kopfkalotte für die plastische Chirurgie, MKG, Ophthalmologie und Haartransplantationen

Passend für C-200

Diese Kopflagerung kann in jeder gewünschten Position unterhalb oder oberhalb der Horizontalen eingestellt werden. Sie verfügt über 4 Gelenke und ein einzigartiges Verriegelungssystem, das alle Gelenke nur mit einem Hebel verriegelt. Das Polster hat einen schalenförmigen Hohlraum, um den Kopf des Patienten während der Behandlung in einer stabilen Position zu halten.

Maße:

Länge: 58 cm

Höhe: 9,5- 39 cm

Breite: 29 cm

Gewicht 6,5 Kg.

Abstand max. zwischen Tischplatte und Kopf- Ring: 18 cm

Kein Adapter erforderlich

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-230-MDBL
Veröffentlicht:	2026-06-21
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung