



Instrumentenablage für OP-Tische

Regulärer Preis:

295,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Instrumentenablage für OP-Tische"

FAWS-15.5 Ablage für Instrumente am OP-Tisch

Die Befestigung der Instrumentenablage erfolgt an den Gleitschienen

- Höhenverstellbar und drehbar im Kloben.
- Ablage aufgekantet,
- Maße: 325mm x 530mm
- Edelstahl.
- Inkl. Befestigungskloben.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-15.5
Veröffentlicht:	2026-08-23
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung