



## Extensionsansteckgerät

6.250,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "Extensionsansteckgerät"

### FASO-12 Extensionsgerät für FA-Serie.

Orthopädie und Traumatologie. Patientenpositionierung mit der orthopädischen Extension FASO-12 mit Streckmechanismus. Die operierte Extremität wird mit dem Aufsatz WS-85.6 für Knieoperationen und Fußstabilisierungsschuhen positioniert. Die nicht operierte Extremität wird durch die Beinstütze WS-71.5 abgefangen. Der Bereich der verfügbaren Einstellungen der Extension ermöglicht es, die Position des Patienten an die Anforderungen eines bestimmten Eingriffs anzupassen, und der Bereich der seitlichen Streckung der Ausleger der Extension bietet dem Chirurgen ausreichend Platz.

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	FASO-12
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-02-01



THM Medizintechnik GmbH & Co. KG  
Email: [info@thm-medizintechnik.de](mailto:info@thm-medizintechnik.de)  
Telefon: +49 451 4994256

