

Seitengitter klappbar

810,00 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3 Tage

Produktinformationen "Seitengitter klappbar"

Seitengitter zur Befestigung an einer Normschiene

Material: Edelstahl Leichte Montage durch einen Verriegelungshebel;

Länge 63 cm

Höhe mit Kloben: 37cm

Breite 4,0 cm

Paar

Hersteller:	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-531
Veröffentlicht:	2025-10-30

Example Company