



## Anästhesiebügel Carbon mit verstellbaren Auslegerarmen

Regulärer Preis:

1.480,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 1-2 Wochen

Produktinformationen "Anästhesiebügel Carbon mit verstellbaren Auslegerarmen"

### **RE10-313 Narkosebügel, Anästhesiebügel mit Auslegern aus Kohlefaser und Kloben**

Dieser leichte Anästhesiebügel ist eine hochwertige Konstruktion aus Carbon oder Kohlefaser und Edelstahl. Er eignet sich ideal zum sicheren Halten und Positionieren von Abdecktüchern und trägt so zu einer perfekten Sichttrennung zwischen Chirurgie und Anästhesie bei. Der Anästhesiebügel verfügt über schwenkbare Auslegerarme für eine flexible Positionierung und ist somit für verschiedene OP-Tischkonfigurationen geeignet. Dank des Teleskopdesigns lässt sich die Höhe einfach an unterschiedliche Eingriffsanforderungen anpassen.

- Der untere Auslegerarm dient als Tragegriff für den Transport.
- Länge: 1600mm
- Höhe: min. 520mm - max.: 870mm
- Gewicht mit Kloben: 2,6 Kg
- Belastung: 2 kg am oberen Arm und je 1 kg an den Verlängerungsarmen.
- Materialien: Kohlefaser, Edelstahl, Aluminium, Messing
- Klemme im Lieferumfang enthalten: RE10-307.

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	RE10-313
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-06-19

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

