



Narkosebügel mit Tuchhalter und Befestigungskloben

210,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

Produktinformationen "Narkosebügel mit Tuchhalter und Befestigungskloben"

3.06.25 Narkosebügel mit Tuchhalter und Ösen und Kloben

in Winkelform aus Chromnickelstahl.
Horizontalstange mit 2 Ösen für
Befestigungsmöglichkeiten,
mit Befestigungskloben aus Edelstahl.
Tragende Struktur aus Edelstahl gefertigt.
Höhe: 84cm, Tiefe: 72cm,
Komplettsset mit Befestigungskloben

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	3.06.25
Veröffentlicht:	2026-04-15
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung