



Radialstellkloben, OP-Kloben runde Führung bis 16mm

165,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage

Produktinformationen "Radialstellkloben, OP-Kloben runde Führung bis 16mm"

VG1401.0000 Radialstellkloben oder Klammer für OP-Tische

Passend für die Zubehörschiene oder Normschiene an OP Tischen und Behandlungsliegen.

Vertikal drehbar mit Rastung. Der Kloben wird aufgesetzt auf die Schiene, die Feststellschraube blockiert den Kloben auf der Schiene.
Aus hochwertigem massivem Edelstahl gebürstet. Ein Kloben für die Montage an seitlicher

Schiene nach EU-Standard (25 x 10 mm). Zur Aufnahme von Zubehör mit **runder Führung 14mm bis 16mm Ø**.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	VG1401.0000
Veröffentlicht:	2026-04-29
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

Seite 1

