

MRT Korrekturbrillen Set mit 18 Linsen

989,00 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "MRT Korrekturbrillen Set mit 18 Linsen"

System MediGlasses, Adult

MRT -taugliche Korrekturbrillen

mit 9 Paar Korrekturgläsern,

+3 bis -5 Dioptrien in 1er Schritten

ermöglichen es Patienten

mit Sehschwächen,

im MR-Tunnel normal

zu sehen.

Dieses kann helfen, das

Gefühl von Klaustrophobie zu

reduzieren und erlaubt dem

Patienten, DVDs auf einem

Seite 1

Example Company

MR- tauglichen Video System, entweder zur Entspannung oder als Teil einer funktionellen MR- Anwendung zu sehen.

Jedes Set besteht aus einem Rahmen, 9 Paar austauschbarer Gläsern verschiedener Stärken, von +3 bis -5 Dioptrien in 1er Schritten.

Alle Gläser sind beschriftet und zeigen die entsprechende Glasstärke.

Ein Sehtest, Glasreiniger und ein Brillenputztuch sind im Lieferumfang enthalten. Die Korrekturbrillen werden in einem sicheren

Transportkoffer geliefert.

Hersteller:	THM Medizintechnik
Produktnummer:	M0106
Veröffentlicht:	2025-10-30



Seite 2

Example Company