



MRT Korrekturbrillen Set mit 18 Linsen

989,00 €*
* inkl. MwSt.

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "MRT Korrekturbrillen Set mit 18 Linsen"

System MediGlasses, Adult

MRT -taugliche Korrekturbrillen

mit 9 Paar Korrekturgläsern,
+3 bis -5 Dioptrien in 1er Schritten
ermöglichen es Patienten
mit Sehschwächen,
im MR-Tunnel normal
zu sehen.

Dieses kann helfen, das
Gefühl von Klaustrophobie zu
reduzieren und erlaubt dem

Patienten, DVDs auf einem

Seite 1
THM Medizintechnik GmbH & Co. KG
Email: info@thm-medizintechnik.de
Telefon: +49 451 4994256

MR- tauglichen Video System,
entweder zur Entspannung
oder als Teil einer funktionellen
MR- Anwendung zu sehen.

Jedes Set besteht aus einem
Rahmen, 9 Paar austauschbarer
Gläsern verschiedener Stärken,
von +3 bis -5 Dioptrien in
1er Schritten.

Alle Gläser sind beschriftet und
zeigen die entsprechende Glasstärke.

Ein Sehtest, Glasreiniger und ein
Brillenputztuch sind im Lieferumfang
enthalten. Die Korrekturbrillen
werden in einem sicheren
Transportkoffer geliefert.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	M0106
Veröffentlicht:	2026-05-02
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung



Seite 2