



## MRT Korrekturbrillen Set mit 18 Linsen

Regulärer Preis:

989,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "MRT Korrekturbrillen Set mit 18 Linsen"

### **System MediGlasses, Adult**

#### **MRT -taugliche Korrekturbrillen**

mit 9 Paar Korrekturgläsern,  
+3 bis -5 Dioptrien in 1er Schritten  
ermöglichen es Patienten  
mit Sehschwächen,  
im MR-Tunnel normal  
zu sehen.

Dieses kann helfen, das  
Gefühl von Klaustrophobie zu  
reduzieren und erlaubt dem  
Patienten, DVDs auf einem

MR- tauglichen Video System,  
entweder zur Entspannung  
oder als Teil einer funktionellen  
MR- Anwendung zu sehen.

Jedes Set besteht aus einem  
Rahmen, 9 Paar austauschbarer  
Gläsern verschiedener Stärken,  
von +3 bis -5 Dioptrien in  
1er Schritten.

Alle Gläser sind beschriftet und  
zeigen die entsprechende Glasstärke.

Ein Sehtest, Glasreiniger und ein  
Brillenputztuch sind im Lieferumfang  
enthalten. Die Korrekturbrillen  
werden in einem sicheren  
Transportkoffer geliefert.

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	M0106
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-06-21
<b>Zahlung :</b>	Kaufen Sie auf Rechnung

