



MRT Korrekturbrillen Set mit 30 Linsen

1.250,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "MRT Korrekturbrillen Set mit 30 Linsen"

System MediGlasses, Adult

MRT -taugliche Korrekturbrillen

mit 15 Paar Korrekturgläsern,

+3 bis -5 Dioptrien in 0,5er Schritten

ermöglichen es Patienten

mit Sehschwächen,

im MR-Tunnel normal

zu sehen.

Dieses kann helfen, das

Gefühl von Klaustrophobie zu

reduzieren und erlaubt dem

Patienten, DVDs auf einem

Seite 1

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG

Email: info@thm-medizintechnik.de

Telefon: +49 451 4994256

MR- tauglichen Video System,
entweder zur Entspannung
oder als Teil einer funktionellen
MR- Anwendung zu sehen.

Jedes Set besteht aus einem
Rahmen, 15 Paar austauschbarer
Gläsern verschiedener Stärken,
von +3 bis -5 Dioptrien in
0,5er Schritten.
Alle Gläser sind beschriftet und
zeigen die entsprechende Glasstärke.

Ein Sehtest, Glasreiniger und ein
Brillenputztuch sind im Lieferumfang
enthalten. Die Korrekturbrillen
werden in einem sicheren
Transportkoffer geliefert.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	M0105
Veröffentlicht:	2026-05-04
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung



Seite 2