

MRT Korrekturbrillen Set mit 30 Linsen

1.250,00 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "MRT Korrekturbrillen Set mit 30 Linsen"

System MediGlasses, Adult

MRT -taugliche Korrekturbrillen

mit 15 Paar Korrekturgläsern,

+3 bis -5 Dioptrien in 0,5er Schritten

ermöglichen es Patienten

mit Sehschwächen,

im MR-Tunnel normal

zu sehen.

Dieses kann helfen, das

Gefühl von Klaustrophobie zu

reduzieren und erlaubt dem

Patienten, DVDs auf einem

Seite 1

Example Company

MR- tauglichen Video System, entweder zur Entspannung oder als Teil einer funktionellen MR- Anwendung zu sehen.

Jedes Set besteht aus einem
Rahmen, 15 Paar austauschbarer
Gläsern verschiedener Stärken,
von +3 bis -5 Dioptrien in
0,5er Schritten.
Alle Gläser sind beschriftet und
zeigen die entsprechende Glasstärke.

Ein Sehtest, Glasreiniger und ein Brillenputztuch sind im Lieferumfang enthalten. Die Korrekturbrillen werden in einem sicheren

Transportkoffer geliefert.

Hersteller:	THM Medizintechnik
Produktnummer:	M0105
Veröffentlicht:	2025-10-30



Seite 2

Example Company