

MRT Korrekturbrillen Set mit 52 Linsen

1.539,00 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "MRT Korrekturbrillen Set mit 52 Linsen"

System MediGlasses, Adult

MRT -taugliche Korrekturbrillen

mit 26 Paar Korrekturgläsern (inkl.

1 Paar Verdunklungsgläser),

+6 bis -6 Dioptrien in 0,5er Schritten

ermöglichen es Patienten

mit Sehschwächen,

im MR-Tunnel normal

zu sehen.

Dieses kann helfen, das

Gefühl von Klaustrophobie zu

reduzieren und erlaubt dem

Seite 1

Example Company

Patienten, DVDs auf einem
MR- tauglichen Video System,
entweder zur Entspannung
oder als Teil einer funktionellen
MR- Anwendung zu sehen.

Jedes Set besteht aus einem
Rahmen, 26 Paar austauschbarer
Gläsern verschiedener Stärken,
von +3 bis -6 Dioptrien in
0,5er Schritten.
Alle Gläser sind beschriftet und
zeigen die entsprechende Glasstärke.

Ein Sehtest, Glasreiniger und ein Brillenputztuch sind im Lieferumfang enthalten. Die Korrekturbrillen werden in einem sicheren Transportkoffer geliefert.

Hersteller:	THM Medizintechnik
Produktnummer:	M0111
Veröffentlicht:	2025-10-30



Seite 2

Example Company