



MRT Korrekturbrillen Set mit 52 Linsen

1.539,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "MRT Korrekturbrillen Set mit 52 Linsen"

System MediGlasses, Adult

MRT -taugliche Korrekturbrillen

mit 26 Paar Korrekturgläsern (inkl.

1 Paar Verdunklungsgläser),

+6 bis -6 Dioptrien in 0,5er Schritten

ermöglichen es Patienten

mit Sehschwächen,

im MR-Tunnel normal

zu sehen.

Dieses kann helfen, das

Gefühl von Klaustrophobie zu

reduzieren und erlaubt dem

Seite 1

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG

Email: info@thm-medizintechnik.de

Telefon: +49 451 4994256

Patienten, DVDs auf einem MR- tauglichen Video System, entweder zur Entspannung oder als Teil einer funktionellen MR- Anwendung zu sehen.

Jedes Set besteht aus einem Rahmen, 26 Paar austauschbarer Gläsern verschiedener Stärken, von +3 bis -6 Dioptrien in 0,5er Schritten. Alle Gläser sind beschriftet und zeigen die entsprechende Glasstärke.

Ein Sehtest, Glasreiniger und ein Brillenputztuch sind im Lieferumfang enthalten. Die Korrekturbrillen werden in einem sicheren Transportkoffer geliefert.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	M0111
Veröffentlicht:	2026-05-02
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung



Seite 2