



## Hand- und Armlagerungstisch strahlendurchlässig

1.430,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Hand- und Armlagerungstisch strahlendurchlässig"

## Hand- und Armlagerungstisch strahlendurchlässig

Er kann auf allen ebenen Flächen bewegt und festgestellt werden.  
Die Verstellung der Höhe erfolgt manuell mittels einer Griffschraube.  
Die Tischplatte kann über ein manuell einzustellendes Kugelgelenk nach allen Seiten geneigt werden.

### Technische Daten

manuell höhenverstellbar von: 675 mm bis 975 mm

Plattengröße: 470 x 450 mm

Platte: strahlendurchlässig, 8 mm stark

Plattenneigung: ca. 30 ° nach oben und ca. 30° nach unten, jeweils ca. 70 ° nach links und rechts

Polsterbelag: strahlendurchlässig, elektrisch leitfähig, schwarz

Belastbarkeit Plattenmitte: max. 15 kg

Lenkrollen: 4 Stück KST-Doppelaufrollen ø 65 mm, 2 davon feststellbar elektrisch leitfähig, Doppelkugellager, Fadenschutz, mit Wandabweisern

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	BE-TE022000
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-05-02



**Zahlung :**

Kaufen Sie auf Rechnung

Seite 2

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG  
Email: [info@thm-medizintechnik.de](mailto:info@thm-medizintechnik.de)  
Telefon: +49 451 4994256