

Instrumententische

2.020,00 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "Instrumententische"

Instrumententische für die OP- Abteilung

Instrumentenzureichetisch mit Höhenverstellung per Fußpumpe, eine tiefgezogene Platte 1220 x 620 mm, 360° drehbar und feststellbar, ölhydraulisch höhenverstellbar von 985 bis 1370 mm; Chromnickelstahl; 4 Rollen Ø 100 mm;

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	BE130031-22
Veröffentlicht:	2025-11-19



Example Company