



Instrumententische

Regulärer Preis:

2.558,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "Instrumententische"

Instrumententische für die OP- Abteilung

Instrumentenzureichtisch mit Höhenverstellung per Fußpumpe,
eine tiefgezogene Platte 1220 x 620 mm,
360° drehbar und feststellbar,
ölhydraulisch höhenverstellbar von 985 bis 1370 mm;
Chromnickelstahl; 4 Rollen ø 100 mm;

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Hersteller : | THM Medizintechnik |
| Produktnummer: | BE130031-22 |
| Veröffentlicht: | 2026-06-21 |
| Zahlung : | Kaufen Sie auf Rechnung |

