



## Armlagerungstisch

1.050,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "Armlagerungstisch"

## Armlagerungstisch mit neigbarer Platte

Er kann auf allen ebenen Flächen bewegt und festgestellt werden.  
Die Verstellung der Höhe erfolgt manuell mittels einer Griffschraube.  
Die Tischplatte kann auf Wunsch geneigt werden.( Aufpreis)

### Technische Daten

Auf Wunsch Tischplatte neigbar,  
manuell höhenverstellbar von  
790 mm bis 1220 mm, ohne Polster,  
5 Rollen ø 75 mm, 2 feststellbar,  
Gesamtabmessungen: ø 600 x 790 mm/hoch.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	BE-130050M
Veröffentlicht:	2026-02-01

