



OP Hocker höhenverstellbar

698,00 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "OP Hocker höhenverstellbar"

OP Hocker mit Rückenlehne

Diese OP- Hocker und Stühle haben ein stabiles 5-Fußkreuz (ø 610 mm).

- Ausgestattet sind sie mit fünf intervall- gebremsten elektrischen leitfähigen Sicherheitsrollen (ø 50 mm)

- Die Höhenverstellung erfolgt über eine stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung.
 Die Höhe kann von 540- 725 mm verstellt werden.
 Die Höhenverstellung der Fahrdrehhocker erfolgt per Fußbedienung aus hygienischen Gründen über Fußring und ist in jeder Sitzposition möglich.
- Der Polstersitz ist schwarz und elektrisch leitfähig,
- Maße: ø 370 mm, 65 mm hoch.
- Belastung: 150 Kg

Hersteller: THM Medizintechnik

> Produktnummer: BE-140101

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG Email: info@thm-medizintechnik.de



Veröffentlicht:

2025-12-01

