



OP Hocker höhenverstellbar

698,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "OP Hocker höhenverstellbar"

OP Hocker mit Rückenlehne

Diese OP- Hocker und Stühle haben ein stabiles 5-Fußkreuz (ø 610 mm).

- Ausgestattet sind sie mit fünf intervall- gebremsten elektrischen leitfähigen Sicherheitsrollen (ø 50 mm)
- Die Höhenverstellung erfolgt über eine stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung.
- Die Höhe kann von 540- 725 mm verstellt werden.
- Die Höhenverstellung der Fahrdrehhocker **erfolgt per Fußbedienung** aus hygienischen Gründen über Fußring und ist in jeder Sitzposition möglich.
- Der Polstersitz ist schwarz und elektrisch leitfähig,
- Maße: ø 370 mm, 65 mm hoch.
- Belastung: 150 Kg

Hersteller :

THM Medizintechnik

Produktnummer:

BE-140101

Veröffentlicht:

2026-06-01

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

