



## OP Hocker höhenverstellbar

698,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "OP Hocker höhenverstellbar"

### OP Hocker mit Rückenlehne

**Diese OP- Hocker und Stühle haben ein stabiles 5-Fußkreuz (ø 610 mm).**

- Ausgestattet sind sie mit fünf intervall- gebremsten elektrischen leitfähigen Sicherheitsrollen (ø 50 mm )
- Die Höhenverstellung erfolgt über eine stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung.
- Die Höhe kann von 540- 725 mm verstellt werden.
- Die Höhenverstellung der Fahrdrehhocker **erfolgt per Fußbedienung** aus hygienischen Gründen über Fußring und ist in jeder Sitzposition möglich.
- Der Polstersitz ist schwarz und elektrisch leitfähig,
- Maße: ø 370 mm, 65 mm hoch.
- Belastung: 150 Kg

**Hersteller :**

THM Medizintechnik

**Produktnummer:**

BE-140101

**Veröffentlicht:**

2026-04-17

**Zahlung :**

Kaufen Sie auf Rechnung

