



OP Hocker mit Rundpolster

880,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "OP Hocker mit Rundpolster"

OP Fahrdrehsessel mit Rundpolster

- Kippsichere Grundplatte (ø 470 mm)
- Oberfläche Chromnickelstahl Werkstoff-Nr.1.4301 (AISI 304)
- 5 intervall-gebremste elektrisch leitfähige Sicherheitsrollen ø 50 mm: im belasteten Zustand mit freiem Lauf und unbelastet gebremst Sessel
- zusätzlich über Fußbremse arretierbar
- stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung von 590 – 725 mm per Fußbedienung
- Rundpolster schwarz, elektrisch leitfähig

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	BE-140211
Veröffentlicht:	2026-02-01

