



## OP Hocker mit Rundpolster

880,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "OP Hocker mit Rundpolster"

### OP Fahrdrehstuhl mit Rundpolster

- Kippsichere Grundplatte (ø 470 mm)
- Oberfläche Chromnickelstahl Werkstoff-Nr.1.4301 (AISI 304)
- 5 intervall-gebremste elektrisch leitfähige Sicherheitsrollen ø 50 mm: im belasteten Zustand mit freiem Lauf und unbelastet gebremst Sessel
- zusätzlich über Fußbremse arretierbar
- stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung von 590 – 725 mm per Fußbedienung
- Rundpolster schwarz, elektrisch leitfähig

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	BE-140211
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-05-23
<b>Zahlung :</b>	Kaufen Sie auf Rechnung

