



Medizinischer Wickelwagen und Wickeltisch

Regulärer Preis:

945,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "Medizinischer Wickelwagen und Wickeltisch"

Medizinischer Wickelwagen und Wickeltisch

Mobiler Wickeltisch für Klinik mit 1x Ablage und 1x Schublade

Gestell aus pulverlackierten Aluminiumprofilen,
Platte aus ABS-Kunststoff umgeben von drei Bändern mit einem Polster
Schublade aus laminiertes Möbelplatte in weiß
Front aus lackierter MDF-Möbelplatte in den Farben der dazugehörigen Farbtabelle, bitte bei Bestellung Farbe angeben.
Untergestell aus Stahl mit ABS-Kunststoffabdeckung in weiß,
ausgestattet mit Kunststoffrollen von 75 mm Durchmesser, zwei mit Sperrmechanismus,
Gesamtmaße: 830x660x950 mm [LxBxH]
Höhe vom Boden bis zur Oberseite: 900 mm
Maße des Polsters: 765x620 mm

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	TE-SPM-02
Veröffentlicht:	2021-12-21

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

