



Medizinischer Wickelwagen und Wickeltisch

945,00 €*
 *ab 1000 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "Medizinischer Wickelwagen und Wickeltisch"

Medizinischer Wickelwagen und Wickeltisch

Mobiler Wickeltisch für Klinik mit 1x Ablage und 1x Schublade

Gestell aus pulverlackierten Aluminiumprofilen,
 Platte aus ABS-Kunststoff umgeben von drei Bändern mit einem Polster
 Schublade aus laminierter Möbelplatte in weiß
 Front aus lackierter MDF-Möbelplatte in den Farben der dazugehörigen Farbtabelle, bitte bei Bestellung Farbe angeben.
 Untergestell aus Stahl mit ABS-Kunststoffabdeckung in weiß,
 ausgestattet mit Kunststoffrollen von 75 mm Durchmesser, zwei mit Sperrmechanismus,
 Gesamtmaße: 830x660x950 mm [LxBxH]
 Höhe vom Boden bis zur Oberseite: 900 mm
 Maße des Polsters: 765x620 mm

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	TE-SPM-02
Veröffentlicht:	2021-12-21

Seite 1

Farbtabelle für Fonten

002198 beige	000199 schokolade	000200 schokolade	000201 schokolade	000202 schokolade	000203 schokolade	000204 schokolade	000205 schokolade
002199 hellblau	000206 hellblau	000207 hellblau	000208 hellblau	000209 hellblau	000210 hellblau	000211 hellblau	000212 hellblau
000213 hellblau	000214 hellblau	000215 hellblau	000216 hellblau	000217 hellblau	000218 hellblau	000219 hellblau	000220 hellblau