



Medizinischer Wickelwagen und Wickeltisch

Regulärer Preis:

995,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "Medizinischer Wickelwagen und Wickeltisch"

Medizinischer Wickelwagen und Wickeltisch

Mobiler Wickeltisch für Klinik mit 1x Ablage, 1x Schrank mit 2 Türen

Gestell aus pulverlackierten Aluminiumprofilen,
 Platte aus ABS-Kunststoff umgeben von drei Bändern mit einem Polster
 Schublade aus laminierter Möbelplatte in weiß
 Front aus lackierter MDF-Möbelplatte in den Farben der dazugehörigen Farbtabelle, bitte bei Bestellung Farbe angeben.
 Untergestell aus Stahl mit ABS-Kunststoffabdeckung in weiß,
 ausgestattet mit Kunststoffrollen von 75 mm Durchmesser, zwei mit Sperrmechanismus,
 Gesamtmaße: 830x660x950 mm [LxBxH]
 Höhe vom Boden bis zur Oberseite: 900 mm
 Maße des Polsters: 765x620 mm

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	TE-SPM-01
Veröffentlicht:	2021-12-21

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

Farbtabelle für Fonten

022198 beige	020199 braun	020200 rot	020201 orange	020202 rot	020203 rosa	020204 lila
020205 blau	020206 hellblau	020207 dunkelblau	020208 grün	020209 gelb	020210 orange	020211 gelb
020212 hellblau	020213 hellblau	020214 hellblau	020215 hellblau	020216 hellblau	020217 hellblau	020218 hellblau