



Medizinischer Wickelwagen und Wickeltisch

1.120,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "Medizinischer Wickelwagen und Wickeltisch"

Medizinischer Wickelwagen und Wickeltisch

Mobiler Wickeltisch für Kliniken mit 1x Ablage, 2x Schublade

Gestell aus pulverlackierten Aluminiumprofilen,
 Platte aus ABS-Kunststoff umgeben von drei Bändern mit einem Polster
 Schublade aus laminierter Möbelplatte in weiß
 Front aus lackierter MDF-Möbelplatte in den Farben der dazugehörigen Farbtabelle, bitte bei Bestellung Farbe angeben.
 Untergestell aus Stahl mit ABS-Kunststoffabdeckung in weiß,
 ausgestattet mit Kunststoffrollen von 75 mm Durchmesser, zwei mit Sperrmechanismus,
 Gesamtmaße: 830x660x950 mm [LxBxH]
 Höhe vom Boden bis zur Oberseite: 900 mm
 Maße des Polsters: 765x620 mm

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	TE-SPM-03
Veröffentlicht:	2021-12-21

Seite 1

Farbtabelle für Fonten

0522 FF beige	2581 50 duschnica	4330 50 reptilly pink	5132 50 orange	7113 85 clit end	8638 85 rose pink	7747 50 sola
0321 85 cappi blue	5515 85 mauna blue	0225 90 teal blue	7190 85 mauna green	5319 85 lima grass	8134 85 sardine	