



## Medizinischer Wickelwagen und Wickeltisch

Regulärer Preis:

1.120,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "Medizinischer Wickelwagen und Wickeltisch"

## Medizinischer Wickelwagen und Wickeltisch

### Mobiler Wickeltisch für Kliniken mit 1x Ablage, 2x Schublade

Gestell aus pulverlackierten Aluminiumprofilen,  
Platte aus ABS-Kunststoff umgeben von drei Bändern mit einem Polster  
Schublade aus laminiertes Möbelplatte in weiß  
Front aus lackierter MDF-Möbelplatte in den Farben der dazugehörigen Farbtabelle, bitte bei Bestellung Farbe angeben.  
Untergestell aus Stahl mit ABS-Kunststoffabdeckung in weiß,  
ausgestattet mit Kunststoffrollen von 75 mm Durchmesser, zwei mit Sperrmechanismus,  
Gesamtmaße: 830x660x950 mm [LxBxH]  
Höhe vom Boden bis zur Oberseite: 900 mm  
Maße des Polsters: 765x620 mm

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	TE-SPM-03
<b>Veröffentlicht:</b>	2021-12-21

Farbtabelle für Fonten

002194 orange	000793 schwarz	000007 schwarz	010101 orange	010101 schwarz	010101 schwarz	010101 schwarz	010101 schwarz
010101 schwarz	010101 schwarz	010101 schwarz	010101 schwarz	010101 schwarz	010101 schwarz	010101 schwarz	010101 schwarz