



## Medizinischer Wickelwagen und Wickeltisch

945,00 €\*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "Medizinischer Wickelwagen und Wickeltisch"

## Medizinischer Wickelwagen und Wickeltisch

## Mobiler Wickeltisch für Klinik mit 1x Ablage, 1x Schublade, 1x Zubehörkorb

Gestell aus pulverlackierten Aluminiumprofilen,

Platte aus ABS-Kunststoff umgeben von drei Bändern mit einem Polster

Schublade aus laminierter Möbelplatte in weiß

Front aus lackierter MDF-Möbelplatte in den Farben der dazugehörigen Farbtabelle, bitte bei Bestellung Farbe angeben.

Untergestell aus Stahl mit ABS-Kunststoffabdeckung in weiß, ausgestattet mit Kunststoffrollen von 75 mm Durchmesser, zwei mit Sperrmechanismus,

Gesamtmaße: 830x660x950 mm [LxBxH]

Höhe vom Boden bis zur Oberseite: 900 mm

Maße des Polsters: 765x620 mm

Hersteller:	THM Medizintechnik
Produktnummer:	TE-SPM-04
Veröffentlicht:	2021-12-21

Seite 1

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG Email: info@thm-medizintechnik.de



