



OP-Tisch FA-SU-03-4 stromausfallsicher

14.750,00 €*
14.750,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 45 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "OP-Tisch FA-SU-03-4 stromausfallsicher"

- **Zu allen elektrischen Verstellungen kann bei Stromausfall der OP-Tisch manuell bedient werden**
- Abgedecktes Fahrwerk mit ausfahrbaren Rädern und Zentralbremse;
- 4-Sektionen Liegefläche mit Kopfplatte, Rückenplatte, Sitzplatte und zweifachen abnehmbaren Beinplatten;
- röntgenfähige Liegefläche;
- **längsverschiebbare Liegefläche;**
- Struktur aus hochwertigem Edelstahl (Werkstoff 1.4301) antibakteriell;
- elektrische Verstellung von Höhe, +/- Trendelenburg, und Kantung;
- 0-Positionstaste
- manuelle Verstellung von Kopfplatte, Rückenplatte, Längsverschiebung und Beinplatten;
- Polsterauflage 50mm,
- MPG Klasse 1,
- ES 93/42/EEC, MDD
- Made in EU

Technische Daten

- **Gesamtlänge: 4-Segmentplatte 2035 mm**
- Gesamtbreite: 550 mm
- Höhenverstellung: 740 mm - 1140 mm
- Trendelenburg / Reverse Trendelenburg: 40° / 40°
- Kantung: 30° / 30°
- Längsverschiebung manuell: 340 mm
- Rückenplatte: - 40° / + 85°
- Kopfplatte: -50° - + 55°
- Max. Patientengewicht: 350 Kg
- Eigengewicht ca. 260 Kg
- Weitere Konfigurationen auf Anfrage

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG
Email: info@thm-medizintechnik.de
Telefon: +49 451 4994256

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FA-SU-03-4-AS-31.0
Veröffentlicht:	2026-03-21
Lieferung :	Wir liefern auf Wunsch an den Verwendungsort mit Aufstellung und Einweisung nach Protokoll (QDR)
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

